

MALMSTOLEN 4000 käyttöohje

Niskatuki on rajattomasti säädettävissä



Ristiseläntuensäätö elastisilla tarranauhoilla



Ergoflex-käsinojat säätävät 4 suuntaan (leveys, korkeus, syvyys ja kierto), Corona Plus -käsinojat 3 suuntaan (leveys, korkeus, syvyys), saatavilla myös ilman käsinojia.



Istuimen syvyysäättö

Selkänöjan korkeussäätö



Selkänöjan kallistussäätö



Istuimen korkeussäätö



Portaattomasti säätävän polvi-kallistusmekanismin lukitus



Polvi-kallistusmekanismin jäykkyyden säätö



ERGONOMISESTI MAAILMAN PARAS TUOLI

MALMSTOLEN 4000 HIGH tuolin keskeiset ominaisuudet:

System Therapod – selkänöja, joka muotoutuu automaattisesti käyttäjän selän mukaan, jolloin selälle saadaan paras mahdollinen tuki. Selkänöjaa pystytään myös muokkaamaan manuaalisesti, jos käyttäjällä on selkäongelmia.

Pascal by DUX -jousi-istuin jakaa käyttäjän painon tasaisesti, jolloin tuolissa jaksaa istua pitkään. Sama istuinmateriaali kuin DUXin sängyissä.

Polvi-kallistusmekanismi mahdollistaa istumisen taaksepäin nojaavassa asennossa, jolloin verenkierto paranee ja niska/hartia-vaivat vähenevät. Myös koko mekanismi liikkuu, jolloin tuoli seuraa sinua varjon lailla ja saat tarvitsemaasi liikettä työskennellessä. Säädät vain keinun vastuksen painoosi nähden oikeaksi.

TAKUU:
10 V. takuu normaalissa
toimistokäytössä tai 5 V. takuu
24 H valvomotuolina

